

## 蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性检测试剂盒

### Sucrose Phosphoric Acid Synthetase Assay Kit

分光光度法

货号: AK234

规格: 50T/24S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
提取液 ES14	30mL×1 瓶	4℃保存;
AK234-A	5mL×1 瓶	-20℃保存;
AK234-B	粉剂×1 瓶	4℃保存; 临用前加 1 mL 水, 配制成 10 mg/mL 溶液, 再将其用蒸馏水稀释为 500 μg/mL 备用。
AK234-C	5mL×1 瓶	4℃保存;
AK234-D	40mL×1 瓶	4℃保存;
AK234-E	10mL×1 瓶	4℃保存;

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义: 蔗糖不仅是重要的光合产物, 也是植物体内运输的主要物质, 还是碳水化合物的贮存形式之一。蔗糖磷酸合成酶 (Sucrose phosphate synthase, SPS) (EC 2.4.1.14) 以果糖-6-磷酸为受体, 形成的蔗糖磷酸在蔗糖磷酸酶的作用下形成蔗糖。一般把蔗糖磷酸酯合成酶-蔗糖磷酸酶系统看作是蔗糖合成的主要途径。

原理: 蔗糖磷酸合成酶催化果糖-6-磷酸形成蔗糖磷酸, 蔗糖磷酸与间苯二酚反应可呈现颜色变化, 在 480nm 下有特征吸收峰, 酶活力大小与颜色的深浅成正比。

自备用品:

可见分光光度计、水浴锅、台式离心机、移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

粗酶提取:

按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液 ES14), 进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

测定步骤:

1. 分光光度计或酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 480nm, 蒸馏水调零。
2. 在 EP 管中依次加入下列试剂

试剂名称	测定管 (ul)	对照管 (ul)	标准管 (ul)	空白管 (ul)
上清	30	30		
蒸馏水		150	150	180
AK234-B			30	
AK234-A	150			
混匀, 25℃准确水浴10min				
AK234-C	50	50	50	50
沸水浴中煮沸 10min 左右 (盖紧, 以防止水分散失), 冷却				
AK234-D	700	700	700	700
AK234-E	200	200	200	200
混匀, 80℃水浴保温 20min, 冷却, 12000rpm 常温离心 10min, 480nm 下测定各管吸光值				

**注意：标准管和空白管只要做 1-2 管，每个测定管需要设一个对照管。**

**SPS 活力单位的计算：**

(1) 按照蛋白浓度计算

单位定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化产生 1 $\mu$ g 蔗糖定义为一个酶活力单位。

$$\text{SPS 活性 (U/mg prot)} = \{C \text{ 标准管} \times V1 \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管}) \div (A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管})\} \\ \div (V1 \times Cpr) \div T = 50 \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管}) \div (A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管}) \div Cpr$$

(2) 按照样本鲜重计算

单位定义：每 g 组织每分钟催化产生 1 $\mu$ g 蔗糖定义为一个酶活力单位。

$$\text{SPS 活性 (U/g 鲜重)} = \{C \text{ 标准管} \times V1 \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管}) \div (A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管})\} \\ \div (W \times V1 \div V2) \div T = 50 \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管}) \div (A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管}) \div W$$

**注：** C 标准管：标准管浓度，500 $\mu$ g/mL； V1：加入反应体系中样本体积，0.03mL； V2：加入提取液体积，1mL； Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL； W：样本鲜重，g； T：反应时间：10min。